

## **Sterican Kanyle Grøn 21G, 0,8 x 120mm, Langt Slib, Steril, CE-Certificeret, 100 stk.**

**Sterican Kanyle Grøn, 21G**, Sterican kanylen er en pålidelig og sikker løsning til medicinske procedurer, der kræver præcision og høj kvalitet. Denne grønne kanyle i størrelse 21G med dimensionerne 0,8 x 120 mm og langt slib er ideel til anvendelse i en række professionelle medicinske sammenhænge. Kanylerne er steriliserede og CE-certificerede, hvilket sikrer, at de overholder de strenge europæiske standarder for medicinsk udstyr. Hver kanyle er pakket individuelt for at sikre maksimal hygiejne og sikkerhed, og pakken indeholder 100 stk., hvilket gør den ideel til klinikker, hospitaler og laboratorier.

### **Produktdetaljer:**

- **Type:** Steril engangskanyle
- **Farvekode:** Grøn
- **Gauge (G):** 21G
- **Dimensioner:** 0,8 mm x 120 mm
- **Slib:** Langt slib for præcis og skånsom indføring
- **Sterilitet:** Individuelt pakket og steriliseret
- **Certificering:** CE-certificeret
- **Antal pr. karton:** 100 stk.

### **Egenskaber og Fordele:**

1. **Præcision og Komfort:** Langt slib gør kanylen skånsom at bruge og sikrer præcis indføring, som minimerer ubehag for patienten.
2. **Steril Emballage:** Hver kanyle leveres i individuel steril emballage, hvilket beskytter mod forurening og sikrer høj hygiejne.
3. **CE-Certificeret:** Overholder strenge europæiske standarder for medicinsk udstyr.
4. **Holdbar og Stærk:** Fremstillet af høj-kvalitets rustfrit stål, som sikrer kanylens styrke og holdbarhed under brug.
5. **Økonomisk Størrelse:** Pakken med 100 stk. giver en kostnadseffektiv løsning til større klinikker og medicinske institutioner.

### **Anvendelse:**

1. **Forberedelse:** Sørg for at vaske hænder eller bruge sterile handsker, og kontrollér emballagen for at sikre, at den er intakt.
2. **Montering:** Fastgør kanylen på en kompatibel sprøjte.

3. **Procedure:** Følg medicinske retningslinjer og anbefalinger for korrekt brug.
4. **Bortskaffelse:** Efter brug skal kanylen bortskaffes i en godkendt beholder til skarpe genstande for at undgå stikskader.

#### **Velegnet til:**

- Klinikere og hospitalspersonale, der udfører injektionsprocedurer.
- Anvendelser, der kræver præcision og skånsom indføring, såsom vaccinationer eller blodprøvetagning.
- Laboratorier og andre medicinske faciliteter, der har brug for pålidelige engangskanyler.

#### **Sikkerhed og Bortskaffelse:**

- Kanylen er til engangsbrug og må ikke genanvendes.
- Bortskaf brugte kanyler korrekt i en godkendt beholder for skarpe genstande for at undgå skader.

#### **Effektiv og Sikker:**

Sterican kanyler tilbyder en sikker og pålidelig løsning til medicinske procedurer, der kræver høj præcision og komfort for patienten. Denne grønne 21G kanyle er ideel til en lang række anvendelser, og med dens CE-certificering får du garanti for et produkt, der lever op til de højeste standarder.