

Ultralyd Gel Aquasonic - 250 ml

Aquasonic Ultralyd Gel er en højkvalitets gel udviklet til præcis og effektiv ultralydsdiagnostik og terapeutisk brug. Med en unik formel, der sikrer optimal overførsel af ultralydssignaler, er dette produkt en vigtig del af klinisk praksis inden for medicinsk billedannelse.

Produktdetaljer:

- **Indhold:** 250 ml ultralydsgel pr. flaske.
- **Konsistens:** Ikke-fedtet, vandopløselig formel for nem rengøring.
- **Farve:** Klar, blålig gel for synlig påføring.
- **Kompatibilitet:** Sikker til brug med alle typer ultralydsapparater.
- **Antal pr. enhed:** 1 flaske pr. kasse.

Fordele:

- **Optimal overførsel:** Reducerer signaltab for skarpe og præcise billeder.
- **Hudvenlig:** Hypoallergen formel, fri for parfume og parabener.
- **Nem rengøring:** Vandopløselig gel fjernes let uden at efterlade rester.
- **Hygiejnisk emballage:** Praktisk flaske med kliklåg for præcis dosering.

Anvendelsesområder:

- **Diagnostisk ultralyd:** Til medicinsk billedannelse på hospitaler og klinikker.
- **Fysioterapi:** Ideel til ultralydsbehandlinger i muskel- og ledsmerter.
- **Specialpraksis:** Brugbar i veterinærdiagnostik og andre specialiserede områder.

Brugsvejledning:

1. Påfør en passende mængde gel på huden eller transduceren.
2. Fordel jævnt for at sikre fuld kontakt mellem transducer og hud.
3. Efter brug fjernes gelen let med en klud eller serviet.

Aquasonic Ultralyd Gel sikrer en glat og præcis oplevelse, hvilket gør den til det foretrukne valg for sundhedsprofessionelle over hele verden.